



Frascos de cuello estrecho Winchester, vidrio sodocálcico

Frascos de cuello estrecho Winchester, vidrio sodocálcico

Con acabado de cuello de PP (a prueba de fugas) 28.

Pedir los tapones por separado.



Code	Description	Packaging
LLG09070199	Packing bottle 30 ml, light brown g/100	100 PZ
LLG09070201	Packing bottle 50 ml, lightbrown gla/99	99 pz.
LLG09070202	Packing bottle 100 ml, lightbrown gl/56	56 pz.
LLG09070203	Packing bottle 250 ml, lightbrown gl/39	39 pz.
LLG09070204	Packing bottle 1000 ml, lightbrown g/14	14 pz.
LLG09070205	Packing bottle 500 ml, lightbrown gl/20	20 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

