



## Fascos de cuello estrecho Winchester, vidrio sodocálcico

### Fascos de cuello estrecho Winchester, vidrio sodocálcico

Con acabado de cuello de PP (a prueba de fugas) 28.

**Pedir los tapones por separado.**



Code	Description	Packaging
LLG09070199	Packing bottle 30 ml, light brown g/100	100 PZ
LLG09070201	Packing bottle 50 ml, lightbrown gla/99	99 pz.
LLG09070202	Packing bottle 100 ml, lightbrown gl/56	56 pz.
LLG09070203	PAcking bottle 250 ml, lightbrown gl/39	39 pz.
LLG09070204	Packing bottle 1000 ml, lightbrown g/14	14 pz.
LLG09070205	Packing bottle 500 ml, lightbrown gl/20	20 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

