

**Gradilla para tubos de centrifuga de 5 ml, PP****Bel-Art Products****Gradilla para tubos de centrifuga de 5 ml, PP**

Diseñada específicamente para 40 tubos de centrifuga de 5 ml, esta gradilla también se adapta a otros tubos con un diámetro de 13 a 16 mm. Fabricada en polipropileno blanco duradero y resistente a la corrosión. Las placas finales tienen asas para un fácil transporte y apilado

- Autoclavable al vapor a 121°C
- Dimensiones (L x An x Alt): 260 x 113 x 105mm
- Filas: 4 x 10



Code	Description	Packaging
LLG09194026	Portoir pour microtubes 5 ml, en PP, No	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

