


**Bolsas de muestras SteriBag azul, PE, estériles****Bürkle GmbH****Bolsas de muestras SteriBag azul, PE, estériles**

Para uso en la industria alimentaria, de piensos y farmacéutica. Para evitar el peligro de cuerpos extraños en la producción, las bolsas de muestras y el cierre de desgarre son de color azul. Debido a esto son muy visibles y pueden ser descubiertas de forma fiable en un control visual.

- Para un solo uso
- Estancas a los líquidos
- Libres de RNAsas, DNAsas y pirógenos
- Con panel de escritura
- Aptas para la alimentación



Code	Description	Packaging
LLG04665341	SteriBag sample bag 650 ml with write-on	500 pz.
LLG04665342	SteriBag sample bag 1650 ml with write-o	250 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

