


**Bolsas de muestras SteriBag azul, PE, estériles****Bürkle GmbH****Bolsas de muestras SteriBag azul, PE, estériles**

Para uso en la industria alimentaria, de piensos y farmacéutica. Para evitar el peligro de cuerpos extraños en la producción, las bolsas de muestras y el cierre de desgarre son de color azul. Debido a esto son muy visibles y pueden ser descubiertas de forma fiable en un control visual.

- Para un solo uso
- Estancas a los líquidos
- Libres de RNAsas, DNAsas y pirógenos
- Con panel de escritura
- Aptas para la alimentación



| Code        | Description                              | Packaging |
|-------------|------------------------------------------|-----------|
| LLG04665341 | SteriBag sample bag 650 ml with write-on | 500 pz.   |
| LLG04665342 | SteriBag sample bag 1650 ml with write-o | 250 pz.   |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6ª Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

