

**Bolsas de muestras SteriBag azul, PE, estériles****Bürkle GmbH****Bolsas de muestras SteriBag azul, PE, estériles**

Para uso en la industria alimentaria, de piensos y farmacéutica. Para evitar el peligro de cuerpos extraños en la producción, las bolsas de muestras y el cierre de desgarre son de color azul.

Debido a esto son muy visibles y pueden ser descubiertas de forma fiable en un control visual.


-Para un solo uso

-Estancas a los líquidos

-Libres de RNAsas, DNAsas y pirógenos

-Con panel de escritura

-Aptas para la alimentación



Code	Description	Packaging
LLG04665341	SteriBag sample bag 650 ml with write-on	500 pz.
LLG04665342	SteriBag sample bag 1650 ml with write-o	250 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

