


**Bolsas para muestras SteriBag Cleanroom, PE, estériles****Bürkle GmbH****Bolsas para muestras SteriBag Cleanroom, PE, estériles**

Para uso en aplicaciones químicas y farmacéuticas. La bolsa de muestras SteriBag Cleanroom con doble embalaje se puede colocar directamente en la sala limpia. 25 bolsas de muestras se colocan en doble embalaje secundario. Se pueden retirar una tras otra y, por lo tanto, son ideales para su introducción en la sala blanca. La SteriBag Cleanroom es estéril por dentro y por fuera. Esto garantiza un almacenamiento y transporte de las muestras libre de contaminación.

- Transparentes
- Para un solo uso
- Estériles, doblemente envasados
- Estancos a los líquidos
- Libres de RNAsa, DNAsa y pirógenos
- Con panel de escritura
- Aptas para la alimentación



Code	Description	Packaging
LLG04665343	SteriBag Cleanroom sample bag 800 ml PE,	500 pz.
LLG04665344	SteriBag Cleanroom sample bag 1650 ml wi	250 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

