

**Sistema dispensador LLG Wiper Bowl® Safe & Clean de toallitas****LLG Labware****Sistema dispensador LLG Wiper Bowl® Safe & Clean de toallitas**

Es la solución económica para una desinfección y limpieza exhaustiva de zonas sensibles en las industrias de alimentos y material médico. Se puede rellenar con cualquier desinfectante del comercio y detergente.

La estructura fina perforada de los trapos Multitex® garantiza una distribución homogénea del desinfectante por la superficie. Estas toallitas son también ideales para limpiar superficies sucias. Manejo simple. Después de la limpieza se puede cerrar la tapa y las toallitas permanecen húmedas durante más de 30 días lo que garantiza una limpieza y desinfección constantes.

Cubo dispensador LLG Wiper Bowl® Safe & Clean:

Vacío. Para 1 rollo Multitex®DR. Hecho de plástico. Diámetro aprox. 21 cm, resellable y reutilizable.

Toallitas de limpieza LLG Multitex®DR:

Vellón de viscosa para cubo dispensador Wiper Bowl® Safe & Clean.

Blanco, fino, resistente al desgarro, absorbente y sin pelusa.

Dimensiones: 300 x 320 mm

1 rollo de 90 toallitas

Pedir por separado.



Code	Description	Packaging
LLG09413215	LLG-Cleaning tissues Multitex®30x32cm,	1 pz
LLG09413216	LLG-Dispenser bin Wiper Bowl®for 1 roll	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

