

**Toallitas higiénicas y de laboratorio LLG, 2 capas, 150 toallitas****LLG Labware****Toallitas higiénicas y de laboratorio LLG, 2 capas, 150 toallitas**

-Toallitas higiénicas y de laboratorio en caja dispensadora

-Contiene 150 toallitas blancas de doble capa, 210 mm x 220 mm

-Altamente absorbentes y ultrasuaves

-Para áreas de aplicación sensibles

**-Caja de cartón con 30 cajas de 150 toallitas**

Montaje en pared, alambre, revestido de blanco con material de montaje en pared para embalajes de hasta 70 mm de profundidad, pedir por separado (código 9.405 371).



Code	Description	Packaging
LLG09413220	LLG-Laboratory- and hygiene tissues /30	30 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

