

**Electrodos combinados de pH InPro 3250****Mettler-Toledo****Electrodos combinados de pH InPro 3250**

Electrodos de pH con electrolitos líquidos prepresurizados para uso en procesos químicos. Con sensor de temperatura integrado para la compensación de temperatura.

- Bajo mantenimiento
- Aprobado para entornos con protección contra explosiones
- Certificado de acuerdo con la DGRL
- Con barrera de iones de plata para la medición de muestras que contienen sulfuro
- Estabilidad de la presión hasta 4 bar

Pedir el cable de conexión por separado.

Especificaciones

Rango de pH: 0 ... 14

Rango de temperatura: 0 ... 100 °C

Sistema de referencia: Argenthal®

Diafragma:

Longitud: Cerámico

120 mm

Diámetro del eje: 12 mm

Conexión: VarioPin



Code	Description	Packaging
LLG06280818	pH electrode InPro 3250/120/Pt1000	1 pezzo



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

