

**Electrodo de pH Gel-Glass**

Hamilton Bonaduz AG

Electrodo de pH Gel-Glass

-Electrodo de pH económico y que no requiere mantenimiento

-Número de serie, certificado

Especificaciones

Margen de temperatura: -10 ... 60 °C

Margen de pH: 0 ... 14

Electrolito: Gel (sin mantenimiento)

Material del eje: Vidrio

Diafragma: Cerámica

Sistema de referencia: Ag/AgCl

Sensor de temperatura: No

Conexión eléctrica: Cabezal enchufable S7



Code	Description	Packaging
LLG06204431	pH-Electrode GEL-GLASS, Type GEL-GLASS	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

