

**Electrodos de pH Polyplast**

Hamilton Bonaduz AG

Electrodos de pH Polyplast

- Electrodo de pH robusto, combinado, sin mantenimiento
- Eje de plástico antirotura
- Especial para agua y aguas residuales
- Número de serie, certificado

Especificaciones**Margen de temperatura: 0 ... 60 °C****Margen de pH: 0 ... 14****Electrolito: Polisolve (sin mantenimiento)****Material del eje: Plástico****Diafragma: Single Pore****Sistema de referencia: Ag/AgCl**

Code	Description	Packaging
LLG06802338	pH-Electrodes POLYPLAST head S7	1 pezzo



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

