

**Homogenizadores Safe Seal, vidrio de borosilicato 3.3/PTFE****GPE****Homogenizadores Safe Seal, vidrio de borosilicato 3.3/PTFE**

Completo con pistilo de PTFE con asa de acero fino y mortero de vidrio de borosilicato con tapones PTFE. Esterilizable en autoclave. Mediante el tapón se evita que salpique la muestra durante el proceso de trituración.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG09164501 | Homogenizer Safe-Seal 5ml250mm, mit PTF | 1 pz |
| LLG09164502 | Homogenizer Safe-Seal 10ml | 1 pz |
| LLG09164503 | Homogeniyer Safe-Seal 15ml250mm, with P | 1 pz |
| LLG09164504 | Homogenizer Safe-Seal 30ml250mm, with P | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

