

**Homogenizadores Safe Seal, vidrio de borosilicato 3.3/PTFE****GPE****Homogenizadores Safe Seal, vidrio de borosilicato 3.3/PTFE**

Completo con pistilo de PTFE con asa de acero fino y mortero de vidrio de borosilicato con tapones PTFE. Esterilizable en autoclave. Mediante el tapón se evita que salpique la muestra durante el proceso de trituración.



Code	Description	Packaging
LLG09164501	Homogenizer Safe-Seal 5ml250mm, mit PTF	1 pz
LLG09164502	Homogenizer Safe-Seal 10ml	1 pz
LLG09164503	Homogeniyer Safe-Seal 15ml250mm, with P	1 pz
LLG09164504	Homogenizer Safe-Seal 30ml250mm, with P	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

