

**Incubadoras con agitación VorTemp 56 / 1550****Labnet****Incubadoras con agitación VorTemp™ 56 / 1550**

VorTemp™ 56 se suministra con plataformas intercambiables para microtubos (tubos de 56 x 1,5 ml, o tubos pequeños con adaptadores) o microplacas (acepta placas estándar y de pocillo profundo, hasta 2,0 ml). VorTemp™ 1550 incluye plataformas para tubos de 8 x 50ml y 18 x 15ml.

El agitador en el VorTemp™ 56 se puede apagar, permitiendo que la unidad se utilice como una incubadora estática.

- Agitar e incubar muestras simultáneamente
- Plataformas intercambiables
- Amplio rango de temperatura y velocidad
- Control inteligente con pantalla digital LED

**Especificaciones VorTemp™56 // VorTemp™1550**

**Rango de temperatura: 5 & 100 °C**

**Precisión de la temperatura: ± 1°C**

**Rango de velocidad: 200 ... 1300 min-1 // 200 ... 900 min-1**

**Movimiento/órbita: 3 mm, circular**

**Temporizador: 1.... 999 minutos o continuo**

**Capacidad: 56 tubos de 1,5/2,0ml, 4 microplacas estándar o 2 de pocillo profundo // 18 tubos de 15ml, 8 tubos de 50ml**

**Dimensiones (An x L x Alt): 230 x 310 x 230 mm // 260 x 310 x 310 mm**

**Peso: 11 kg // 12 kg**

**Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz o 120 V/60 Hz**



| Code        | Description                             | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG09945760 | Shaking incubator VorTemp 56for micro t | 1 pz      |
| LLG09945761 | Shaking incubator VorTemp 1550for micro | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5ª Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

