

**Incubadoras con agitación VorTemp 56 / 1550****Labnet****Incubadoras con agitación VorTemp™ 56 / 1550**

VorTemp™ 56 se suministra con plataformas intercambiables para microtubos (tubos de 56 x 1,5 ml, o tubos pequeños con adaptadores) o microplacas (acepta placas estándar y de pocillo profundo, hasta 2,0 ml). VorTemp™ 1550 incluye plataformas para tubos de 8 x 50ml y 18 x 15ml.

El agitador en el VorTemp™ 56 se puede apagar, permitiendo que la unidad se utilice como una incubadora estática.

- Agitar e incubar muestras simultáneamente
- Plataformas intercambiables
- Amplio rango de temperatura y velocidad
- Control inteligente con pantalla digital LED

Especificaciones VorTemp™56 // VorTemp™1550**Rango de temperatura: 5 & 100 °C****Precisión de la temperatura: ± 1°C****Rango de velocidad: 200 ... 1300 min-1 // 200 ... 900 min-1****Movimiento/órbita: 3 mm, circular****Temporizador: 1.... 999 minutos o continuo****Capacidad: 56 tubos de 1,5/2,0ml, 4 microplacas estándar o 2 de pocillo profundo // 18 tubos de 15ml, 8 tubos de 50ml****Dimensiones (An x L x Alt): 230 x 310 x 230 mm // 260 x 310 x 310 mm****Peso: 11 kg // 12 kg****Fuente de alimentación: 230 V/50 Hz o 120 V/60 Hz**

Code	Description	Packaging
LLG09945760	Shaking incubator VorTemp 56for micro t	1 pz
LLG09945761	Shaking incubator VorTemp 1550for micro	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

