

**Homogenizadores, Miniserie, vidrio de borosilicato 3.3****GPE****Homogenizadores, Miniserie, vidrio de borosilicato 3.3**

De vidrio de borosilicato de alto valor cualitativo. Ideal para el trabajo con microtejidos. Mortero de vidrio de precisión transparente, pistilos esmerilados. Con o sin asa. Esterilizable en autoclave. El espacio entre pistilo y mortero es de 0,152 hasta 0,254 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09164541	Mini Homogenizer 0,1mlpestle with handl	1 pz
LLG09164542	Mini Homogenizer 1,0mlpestle with handl	1 pz
LLG09164543	Mini Homogenizer 3,0mlpestle with handl	1 pz
LLG09164544	Mini Homogenizer 0,1mlpestle w/o handle	1 pz
LLG09164545	Mini Homogenizer 1,0mlpestle w/o handle	1 pz
LLG09164546	Mini Homogenizer 3,0mlpestle w/o handle	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

