

**Homogenizadores, tubo de Griffiths, vidrio de borosilicato 3.3****GPE****Homogenizadores, tubo de Griffiths, vidrio de borosilicato 3.3**

Para triturar emulsiones de bacterias y tejidos d bacterias. Homogeneizado perfecto mediante un pistilo redondeado y una base de mortero redonda. Esterilizable en autoclave. El tamaño del tubo de Griffiths es ideal para el material grueso.



Code	Description	Packaging
LLG09164550	Homogenizer acc.to Griffiths5ml, 150mm,	1 pz
LLG09164551	Homogenizer acc.to Griffiths15ml, 305mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

