

**Portaobjetos SuperFrost[®]****Menzel****Portaobjetos SuperFrost[®]**

Según ISO 8037/1. Con área de marcado con código de color como se describe a continuación. Tamaño: 76 mm x 26 mm. Espesor nominal: 1,0 mm. Con bordes cortados o esmerilados. Gracias a la amplia gama de colores del área de marcado permite identificar y clasificar de forma fácil y clara las diferentes preparaciones.



Code	Description	Packaging
LLG09161161	Microscope slides,76x26mm,thickn.1,0/50	50 pz
LLG09161162	Microscope slides,76x26mm,thickn.1,0/50	50 pz
LLG09161163	Microscope slides,76x26mm,thickn.1,0/50	50 pz
LLG09161164	Microscope slides,76x26mm,thickn.1,0/50	50 pz
LLG09161165	Microscope slides,76x26mm,thickn.1,0/50	50 pz
LLG09161171	Microscope slides,76x26mm,thickn.1,0/50	50 pz
LLG09161172	Microscope slides,76x26mm,thickn.1,0/50	50 pz
LLG09161173	Microscope slides,76x26mm,thickn.1,0/50	50 pz
LLG09161174	Microscope slides,76x26mm,thickn.1,0/50	50 pz
LLG09161175	Microscope slides,76x26mm,thickn./60160	50 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

