

**Desecadores Maxi 1 y Maxi 2, PMMA****BOLA****Desecadores Maxi 1 y Maxi 2, PMMA**

Los desecadores SICCO están indicados para un mantenimiento o secado sin humedad mediante gel de sílice. A su vez, la puerta que se cierra herméticamente protege de las impurezas del ambiente. Las condiciones en su interior son óptimas para el mantenimiento de materiales de referencia, muestras de reposición, probetas metalográficas, láminas de tabaco y muestras de ADN.

- marco reforzado de aluminio con cristal de vidrio acrílico
- puerta con listón magnético y junta de goma
- higrómetro fácilmente legible
- 4 ruedas (dos de ellas con frenos)
- base intermedia ajustable de acero inoxidable
- base intermedia extraíble
- bandeja para el desecante

Maxi 1: Incluye cuatro estantes de acero inoxidable, bandeja e higrómetro, utilizable con hasta 17 estantes.

Maxi 2: Dos cámaras, dos puertas, cada cámara utilizable con hasta 8 estantes. Incluye dos estantes por cámara, dos bandejas y dos higrómetros.

Especificaciones Maxi 1 / Maxi 2

Paneles: transparentes

Material: PMMA

Resistencia a la temperatura: -20°C hasta +70°C

Carga máxima total por estante: 30 / 80 kg

Carga máxima total: 160 kg



Code	Description	Packaging
LLG09042643	Desiccator cabinet Maxi 1glass-clear ac	1 pz.
LLG09042644	Desiccator cabinet Maxi 2glass-clear ac	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

