

**Acoplamiento de agitador Globe, POM****BOLA****Acoplamiento de agitador Globe, POM**

Hechos de POM, un material plástico con una buena resistencia mecánica, transmisión potente de hasta 300 Ncm, adecuados para una velocidad de hasta 1.200 rondas por minuto, desalineación máxima de los ejes 10 mm. Ideales para equilibrar la desalineación de los ejes entre el agitador y el eje del agitador, adecuados para ejes agitadores de vidrio, metal o PTFE.

- Fuerzas centrífugas muy bajas debido al bajo peso
- Adecuados para la rotación a la izquierda y a la derecha
- Sin resonancia
- Montaje sencillo mediante uniones de tornillos con anillos de sujeción
- El pivote (longitud 90 mm) puede ser acortado por el usuario



Code	Description	Packaging
LLG06231539	Globus stirring coupler, POMfor 6 mm in	1 pz.
LLG06240637	Globe Stirrer Coupling, POMwave absorpt	1 pz.
LLG07632676	Globo agitatore di accoppiamento, POM	1 pz.
LLG09197202	Globe stirrer coupling, POMwave adapter	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

