

**Mortero LLG, porcelana****LLG Labware****Mortero LLG, porcelana**

Según la norma DIN 12906. Adecuado para facilitar la molienda, trituración o aplastamiento del material molido durante la preparación de la muestra. Con un práctico pico.

Pedir el pistilo por separado.



Code	Description	Packaging
LLG06227149	LLG-Mortar 70ml, Porcellaineinside roug	1 pz
LLG06227289	LLG-Mörser 110ml, porcellaineinside gla	1 pz
LLG06232577	LLG-Mörser 110ml, porcellaineinside rou	1 pz
LLG06234591	LLG-Mortar 220ml, porcellaineinside gla	1 pz
LLG06243865	LLG-Mortar 160ml, porcellaineinside rou	1 pz
LLG06252383	LLG-Mortar 2250ml, porcellaineinside ro	1 pz
LLG09164410	LLG-Mortar 25ml, porcellaineinside roug	1 pz
LLG09164411	LLG-Mortar 75ml, porcellaineinside roug	1 pz
LLG09164412	LLG-Mortar 220ml, porcellaineinside rou	1 pz
LLG09164413	LLG-Mortar 400ml, porcellaineinside rou	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

