

**Pistilo de porcelana LLG****LLG Labware****Pistilo de porcelana LLG**

Según la norma DIN 12906. Con superficie interior rugosa o esmaltada para facilitar la trituración del material molido durante la preparación de la muestra.



Code	Description	Packaging
LLG06227150	LLG-Pestle 54mm, roughØ 14mm, 213A/0	1 pz
LLG06227292	LLG-Pestle 175mm, glazedØ 42 mm, 213B/4	1 pz
LLG06232574	LLG-Pestle 135mm, roughØ 30mm, 213A/2	1 pz
LLG06234592	LLG-Pestle 150mm, glazedØ 36mm, 213B/3	1 pz
LLG06252384	LLG-Pestle 250mm, roughØ 74mm, 213A/6	1 pz
LLG09164420	LLG-Pestle 115mm, roughØ 23mm, 213A/1	1 pz
LLG09164421	LLG-Pestle 150mm, roughØ 36mm, 213A/3	1 pz
LLG09164422	LLG-Pestle 175mm, roughØ 42mm, 213A/4	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

