



Micropipetas capilares desechables minicaps[®] DURAN[®] end-to-end según Prof. Dr. Delbrück

Hirschmann

Micropipetas capilares desechables minicaps[®] DURAN[®] end-to-end según Prof. Dr. Delbrück

Micropipetas de un solo uso minicaps[®] en un sistema con una versión end-to-end no heparinizada y heparinizada. Certificado de conformidad conforme a DIN 12600. Conforme a la calibración alemana. Con número de lote en el envase. Fabricadas en Alemania a partir del original SCHOTT DURAN[®] conforme a ISO 7550.

Ventajas:

- Llenado correcto de extremo a extremo
- Tan solo 30 - 32 mm de longitud
- Cierre cómodo del dispensador con código de color

Se suministra en paquetes de 1000 unidades totales, divididas en cajas de 100 unidades.

Minicaps[®] - micropipetas capilares desechables, de extremo a extremo. Declaración de conformidad según DIN 12600. Con el número de lote en el embalaje. Fabricadas por SCHOTT DURAN[®]. Adecuado para el análisis según Prof. Dr. Delbrück. Sodio-heparinizado, según ISO 7550. Unidad de embalaje: 100 minicaps en cada cartucho de vidrio, 10 cartuchos y un relleno de pipeta.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

