

**Contador de colonias Scan®100**

interscience

**Contador de colonias Scan® 100**

Scan® 100 es un contador de colonias de alta tecnología, valorado por su ergonomía y las funciones que contiene para facilitar el trabajo al usuario. El sistema luminoso de LED junto con la tecnología Dark Field, ofrece una visión precisa y contrastada de las colonias. El puerto USB integrado permite exportar los resultados para garantizar la rastreabilidad y para reducir el tiempo utilizado para contar y realizar informes. Para todas las placas petri desde 55 a 150 mm. Se adapta a cualquier tipo de bolígrafo.

**Lente de aumento con brazo flexible - solicitar aparte**



Code	Description	Packaging
LLG07920048	Magnifying lens flexible arm, for Sca/1	1pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

