




### Cámaras de electroforesis en gel MultiSUB Maxi

La serie MultiSUB de unidades de gel horizontales ofrece la solución más versátil para la electroforesis de gel de agarosa de ADN y ARN disponible actualmente. Los tanques están moldeados por inyección y, por lo tanto, no presentan fugas. Están equipados con electrodos de platino de alta calidad. Cada unidad viene con una variedad de tamaños de bandejas de gel y peines con código de colores, lo que proporciona una gran flexibilidad para el usuario. Las barreras de fundición suministradas con las unidades ofrecen una solución sencilla y sin fugas para la fundición de los geles.

La cámara MultiSUB Maxi se ha desarrollado especialmente para el análisis de un número grande de muestras como de clonado o PCR. La MultiSUB Maxi permite separaciones de alta resolución en recorridos largos. Los tamaños de bandeja corresponden a los tamaños estándar de los gráficos estándar y permite la transferencia fácil de muestras a membranas para posteriores análisis. Existen cuatro tamaños de bandeja de gel disponibles: 20 x 10 cm, 20 x 15 cm, 20 x 20 cm y 20 x 25 cm. Los peines compatibles con las pipetas multicanal de hasta 40 muestras facilitan una carga a velocidad de hasta 440 muestras por gel. Peines de 50 muestras permiten una capacidad máxima de un total de 550 muestras por gel.



#### Material de suministro:

MultiSUB Maxi 15: bandeja UV 20 x 15 cm, 2 peines con 20 dientes, de 1 mm de grosor.

MultiSUB Maxi 20: bandeja UV 20 x 20 cm, 2 peines con 20 dientes, de 1 mm de grosor.

MultiSUB Maxi DUO: bandejas UV 20 x 10 + 20 x 20 cm, 2 peines con 20 dientes, de 1 mm de grosor.

MultiSUB Maxi 25: bandeja UV 20 x 25 cm, 2 peines con 20 dientes, de 1 mm de grosor.

Cada modelo dispone de barreras de fundición de gel y guías de carga adicionales.

#### Especificaciones

**Dimensiones del gel (An x L): 10 x 7 cm y 10 x 10 cm**

**Dimensiones de la unidad (An x L x Alt): 22 x 12,5 x 9 cm**

**Máx. capacidad de muestras: bandeja de 20 x 10 cm, 200**



**muestras**

**bandeja de 20 x 15 cm, 350 muestras**

**bandeja de 20 x 20 cm, 450 muestras**

**bandeja de 20 x 25 cm, 550 muestras**

**Volumen del tampón: 1500 ml**

<b>Code</b>	<b>Description</b>	<b>Packaging</b>
LLG06261058	multiSUB Maxi 200x200mmUV-permeable gel	1 pezzo
LLG09584670	Cuve d'électrophorèse horizontale multi	1 pz.
LLG09584671	Cuve d'électrophorèse horizontale multi	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

