

**Transiluminador UV****Cleaver Scientific****Transiluminador UV**

Sus propiedades básicas incluyen un interruptor de intensidad de seguridad alto/bajo y un eficiente starter que permite que cada uno de los seis tubos 8W UV se carguen rápidamente sin parpadeos, mientras que un filtro de vidrio especial minimiza luz de fondo indeseada. Estas características maximizan el contraste y la sensibilidad, permitiendo ver incluso los geles fluorescentes más débiles.



| Code        | Description                            | Packaging |
|-------------|----------------------------------------|-----------|
| LLG06231832 | Transilluminateur à UV Type 312 Dimens | 1 pz.     |
| LLG09584770 | Transilluminateur à UV Type 254 Dimens | 1 pz.     |
| LLG09584771 | Transilluminateur à UV Type 365 Dimens | 1 pz.     |
| LLG09584772 | Transilluminateur à UV Type 254/365 Di | 1 pz.     |
| LLG09584773 | Transilluminateur à UV Type 254/312 Di | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

