

**Transiluminador UV****Cleaver Scientific****Transiluminador UV**

Sus propiedades básicas incluyen un interruptor de intensidad de seguridad alto/bajo y un eficiente starter que permite que cada uno de los seis tubos 8W UV se carguen rápidamente sin parpadeos, mientras que un filtro de vidrio especial minimiza luz de fondo indeseada. Estas características maximizan el contraste y la sensibilidad, permitiendo ver incluso los geles fluorescentes más débiles.



Code	Description	Packaging
LLG06231832	Transilluminateur à UV Type 312 Dimens	1 pz.
LLG09584770	Transilluminateur à UV Type 254 Dimens	1 pz.
LLG09584771	Transilluminateur à UV Type 365 Dimens	1 pz.
LLG09584772	Transilluminateur à UV Type 254/365 Di	1 pz.
LLG09584773	Transilluminateur à UV Type 254/312 Di	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

