

**Tijeras para disección, acero inoxidable****Isolab****Tijeras para disección, acero inoxidable**

Acero inoxidable pulido de excelente calidad con finas puntas afiladas y extremos cerrados.

Disponible en 2 tipos:

- Forma recta
- Forma curvada



Code	Description	Packaging
LLG06236264	Scissors 130 mm, straightpointed/pointe	1 pz.
LLG09204222	Scissors 130 mm, curvedpointed/pointed,	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

