

**Tijeras de uso general LLG, acero inoxidable****LLG Labware****Tijeras de uso general LLG, acero inoxidable**

Acero inoxidable pulido de excelente calidad con forma recta y extremos cerrados.

Disponibles en 3 tipos:

- Con dos puntas afiladas
- Con dos puntas roma
- Con una punta afilada y una punta roma



Code	Description	Packaging
LLG06237703	LLG-Scissors 130 mm, pointed/pointedstr	1 pz
LLG09204231	LLG-Scissors 160 mm, pointed/pointedstr	1 pz
LLG09204232	LLG-Scissors 130 mm, pointed/bluntstrai	1 pz
LLG09204233	LLG-Scissors 160 mm, pointed/bluntstrai	1 pz
LLG09204234	LLG-Scissors 130 mm, blunt/bluntstraigh	1 pz
LLG09204235	LLG-Scissors 160 mm, blunt/bluntstraigh	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

