

**Pinzas para disección LLG, acero inoxidable 420****LLG Labware****Pinzas para disección LLG, acero inoxidable 420**

Fabricadas en acero inoxidable pulido de primera calidad con puntas finas y mordazas de sujeción con muelle.



Code	Description	Packaging
LLG04008482	LLG-Forceps, dissecting 105mm, sharp/st	1 pz
LLG04008483	LLG-Forceps, dissecting 160mm, sharp/st	1 pz
LLG04008484	LLG-Forceps, dissecting 200mm, sharp/st	1 pz
LLG04008485	LLG-Forceps, dissecting 105mm, sharp/cu	1 pz
LLG06236683	LLG-Forceps 130 mm, sharp/curvedstainle	1 pz
LLG09171121	LLG-Forceps 115 mm, sharp/straightstain	1 pz
LLG09171122	LLG-Forceps 130 mm, sharp/straightstain	1 pz
LLG09171123	LLG-Forceps 150 mm, sharp/straightstain	1 pz
LLG09171124	LLG-Forceps 115 mm, sharp/curvedstainle	1 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

