

**Pinzas para disección LLG, acero inoxidable 420****LLG Labware****Pinzas para disección LLG, acero inoxidable 420**

Fabricadas en acero inoxidable pulido de primera calidad con puntas finas y mordazas de sujeción con muelle.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|
| LLG04008482 | LLG-Forceps, dissecting 105mm, sharp/st | 1 pz |
| LLG04008483 | LLG-Forceps, dissecting 160mm, sharp/st | 1 pz |
| LLG04008484 | LLG-Forceps, dissecting 200mm, sharp/st | 1 pz |
| LLG04008485 | LLG-Forceps, dissecting 105mm, sharp/cu | 1 pz |
| LLG06236683 | LLG-Forceps 130 mm, sharp/curvedstainle | 1 pz |
| LLG09171121 | LLG-Forceps 115 mm, sharp/straightstain | 1 pz |
| LLG09171122 | LLG-Forceps 130 mm, sharp/straightstain | 1 pz |
| LLG09171123 | LLG-Forceps 150 mm, sharp/straightstain | 1 pz |
| LLG09171124 | LLG-Forceps 115 mm, sharp/curvedstainle | 1 pz |



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

