



Molinos de corte SM 100/ 200/ 300

Retsch

Molinos de corte SM 100/ 200/ 300

Reducción rápida y suave del tamaño de materiales voluminosos, suaves, medianamente duros, fibrosos, elásticos y térmicamente sensibles. El modelo más potente, el SM 300, es especialmente adecuado para cortar mezclas heterogéneas como residuos domésticos, materiales plásticos, chatarra informática y electrónica. Los molinos también se utilizan para materiales orgánicos como madera, raíces, huesos, plantas y pellets de piensos. Pueden estar equipados con varios rotores y tolvas. El SM 300 tiene una velocidad variable que lo hace perfectamente adaptable a las necesidades de cada aplicación.

Características:

- Potente reducción de tamaño gracias al accionamiento de 3kW con un alto par y la tecnología RES (SM 300)
- Adaptación perfecta a las necesidades de la aplicación por medio de una velocidad variable de 100rpm a 3000rpm (SM 300)
- Efectos de corte óptimos gracias a las barras de corte de doble efecto (SM 200, SM 300)
- Limpieza rápida y sencilla sin herramientas gracias a la carcasa abatible con superficies lisas y el rotor y los tamices de ajuste a presión (SM 200, SM 300)
- Finura final definida debido a los tamices de fondo con tamaños de apertura de 0,25mm a 20mm
- Amplia gama de accesorios, incluyendo varias tolvas, sistemas de recolección, rotores y tamices



Material de suministro:

SM 100: recipiente colector de 5L (Pedir por separado el rotor, la tolva, el tamiz de fondo y el soporte de base)

SM 200 / SM 300: recipiente colector de 5L, soporte de base (Pedir por separado el rotor, la tolva y el tamiz de fondo)

Accesorios disponibles a petición.

Especificaciones: SM 100 / 200 / 300

Tamaño de la alimentación: hasta 60 x 80 mm

Finura final: 0,25 hasta 20 mm

Tolva retráctil: - / sí / sí

Rotor de ajuste a presión: sí / sí / sí

Velocidad a 50 Hz: 1500 rpm

(SM 300) variable 100 hasta 3000 rpm

Potencia de accionamiento: 1,5/2,2/3 kW

Conexión a la red: 3/N~ 400V, 50Hz

(SM 300) 220-230V, 50/60Hz



Code	Description	Packaging
LLG09739067	Cutting Mill SM 200stainless steel,3/N~	1 pz.
LLG09739069	Cutting Mill SM 100stainless steel3~400	1 pz.
LLG09739083	Cutting Mill SM 300stainless steel,220-	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6º Planta 5º Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

