

**Recipientes cilíndricos con tapa, HDPE****Kartell****Recipientes cilíndricos con tapa, HDPE**

Los frascos cilíndricos se suministran con inserto y tapa. Gracias a su gran cuello son adecuados para polvos, muestras sólidas, sustancias cremosas o semisólidas, cristales y sustancias higroscópicas. Aptos para productos alimenticios según el Reglamento (CE) 10/2011.



Code	Description	Packaging
LLG06205857	Cylindrical jars w/ribbed cap PEHD 250ml	1 pz
LLG06205920	Cylindrical jar 70 ml, HDPE 1 pz	1 pz
LLG06205921	Cylindrical jars w/ribbed cap PEHD 500ml	1 pz
LLG06205922	Cylindrical jars w/ribbed cap PEHD, 1 L	1 pz
LLG06206304	Cylindrical jars w/ribbed cap PEHD 120ml	1 pz
LLG06223901	Cylindrical jar 2000 ml, HDPEwhite, wit	1 pz
LLG06226130	Cylindrical jar 1500 ml, HDPEwhite, wit	1 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

