

**Estereomicroscopio con zoom compacto, serie SMZ-140****Motic****Estereomicroscopio con zoom compacto, serie SMZ-140**

El sistema óptico Greenough aporta imágenes estereoscópicas reforzadas y es suficientemente sensible para trabajar en entornos duros como en un laboratorio o en máquinas

- Tubo binocular, ángulo de entrada ocular 45°, girable 360°
 - Campo ocular WF 10X/20 mm
 - Factor de zoom 4:1, distancia de trabajo 80 mm
 - Aumento estándar 10X-40X
 - Aumento con sistema supletorio de 3,5x hasta 60x
 - N2GG: soporte de luz compacto con soporte para la cabeza
 - Suplemento de sobremesa negro/blanco, Ø 80 mm
 - Suplemento de mesa vidrio mate, Ø 80 mm
 - Iluminación halógena incidente regulable 12V /15 W
 - Iluminación halógena transmitida regulable 12V/10W
 - Alimentación 220-240V, enchufe VDE (CE)
 - Material de mesa negro/blanco y vidrio mate, diámetro 80 mm, filtro azul, carcasa protectora del polvo
- Material de suministro: carcasa protectora del polvo, filtro azul





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

