



## Barriles, boca ancha, HDPE, con aprobación UN

### **Barriles, boca ancha, HDPE, con aprobación UN**

Blancos, con tapa roja. Con aprobación UN para los grupos de embalaje I, II y III. El producto debe haberse enfriado a 30 °C antes de cerrar y apilar el barril. Todos los barriles se pueden sellar herméticamente, a prueba de agua y a prueba de vapor de agua.

- Aptos para el uso con productos alimenticios
- Sellables
- Temperatura máxima de llenado de 80 °C



Code	Description	Packaging
LLG06401093	Bottiglioni, bocca larga, PE, con manic	1 pz.
LLG06900353	Bottiglioni, bocca larga, PE, con manic	1 pz.
LLG09050018	Wide neck barrel 20.0 ltr., HDPE	1 pz.
LLG09050019	Wide neck barrel 10.4 ltr., HDPE	1 pz.
LLG09050020	Wide neck barrel 3.6 ltr.,HDPE	1 pz.
LLG09050021	Wide neck barrel 6.4 ltr., HDPE	1 pz.
LLG09050022	Wide neck barrel 15.4 ltr., HDPE	1 pz.
LLG09050023	Wide neck barrel 26 ltr., HDPE	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

