

**Jeringas de laboratorio de llenado automático Dosys™**

- Óptimo equilibrio y ergonomía de la mano
- Ajuste rápido y fiable del volumen
- Excelente reproducibilidad
- Estanqueidad del émbolo sin junta tórica
- Alta resistencia química
- Completamente autoclavables a 121°C / 250°F
- Auto-llenado automático

**Dosys™ básico 162 / 172**

- Llenado (automático) a través de la aguja o la cánula
- Se suministra sin sistema de válvulas
- Boquilla Luer Lock

El paquete incluye una jeringa, un manguito de protección de PVC e instrucciones de uso.

**Dosys™ classic 163 / 173**

- Sistema de válvulas integrado
- Boquilla Luer Lock

El paquete incluye una jeringa, un tubo de alimentación de silicona de un metro, una platina, un manguito de protección de PVC, cánulas de aspiración y ventilación, un juego de repuesto para la válvula, instrucciones de funcionamiento.

**Dosys™ premium 164 / 174**

- Sistema de válvulas desmontables
- Mayor resistencia a la corrosión
- Boquilla Luer Lock

El paquete incluye una jeringa, un tubo de alimentación de silicona de un metro, una platina, un manguito de protección de PVC, cánulas de aspiración, ventilación y dosificación, un juego de repuesto para la válvula, instrucciones de funcionamiento.

**Otras jeringas de auto-llenado disponibles a petición.**



Code	Description	Packaging
LLG06204472	Self-filling syringes Dosys premium 164	1 pz.
LLG06205165	Siringhe automatiche Dosys Tipo Dosys c	1 pz.
LLG06206201	Siringhe automatiche Dosys Tipo Dosys	1 pz.
LLG06224207	Dosys premium 164, 1 - 10 ml	1 pz.
LLG06229740	Dosys basic 162, 0,5 - 5 ml without valv	1 pz.
LLG06230535	Dosys classic 173, 1 - 10 ml self fill	1 pz.
LLG06231686	Dosys classic 173, 0,5 - 5 ml self filli	1 pz.
LLG06266515	Dosys classis 173, 0.1 - 0.5 ml self-/1	1 pz.
LLG07630775	Siringhe automatiche Dosys Tipo Dosys	1 pz.
LLG07981548	Dosys classis 173, 0.025 - 0.3 ml sel/1	1 pz.
LLG09411520	Siringhe automatiche Dosys Tipo Dosys	1 pz.
LLG09411521	Siringhe automatiche Dosys Tipo Dosys	1 pz.
LLG09411522	Self-refilling syringes, series 1740,5-	1 pz.
LLG09411523	Self-refilling syringes 1741-10:1ml wit	1 pz.
LLG09411524	Siringhe automatiche Dosys Tipo Dosys	1 pz.
LLG09411525	Siringhe automatiche Dosys Tipo Dosys	1 pz.
LLG09411526	Siringhe automatiche Dosys Tipo Dosys	1 pz.
LLG09411527	Siringhe automatiche Dosys Tipo Dosys	1 pz.





**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

