

**Puntas paja para micropipetas Acura[®] manual 810, PP****Socorex****Puntas paja para micropipetas Acura[®] manual 810, PP**

Las puntas paja de polipropileno incoloras con un diámetro de 4 mm se han desarrollado especialmente para la extracción simple en el caso de recipientes estrechos o bolsas Stomacher. El amplio diámetro interno permite una toma amplia de partículas en las suspensiones. Las puntas paja Qualitix[®] se pueden emplear directamente para pruebas microbiológicas. Se suministran esterilizadas en bolsas precintadas.



Code	Description	Packaging
LLG06210059	Clear tips 1.1 ml, PPsterile, (dia/1000	1000 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

