

**Sistema triturador de tejidos****Kimble Kontes****Sistema triturador de tejidos**

Para la trituración segura de cualquier tipo de células con un aumento mínimo de la temperatura. Sistema cerrado (CS) para minimizar el riesgo de contacto personal con aerosoles y de desbordamiento de muestras durante la trituración. Contacto óptimo del triturador y tubo cónico para muestras 8 de 15 o 50 ml) para triturar cada célula de la mejor forma. Cada unidad está esterilizada por rayos gamma y viene con un pistilo integrado, un tubo cónico para muestras (de PP), un tapón sólido (de HDPE) y sello.

Tipo CS1: punta de PP relleno de vidrio (30%/70%) para trituraciones estándar

Tipo CS2: punta vitrificada (sílice fundido) para trituraciones más duras.



Code	Description	Packaging
LLG09651050	Sterile Tissue Grinder CS115ml, pack/10	10 pz.
LLG09651051	Sterile Tissue Grinder CS150ml, pack/10	10 pz.
LLG09651052	Sterile Tissue Grinder CS215ml, pack/10	10 pz.
LLG09651053	Sterile Tissue Grinder CS250ml, pack/10	10 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

