



## Sistema triturador de tejidos

Kimble Kontes

### Sistema triturador de tejidos

Para la trituración segura de cualquier tipo de células con un aumento mínimo de la temperatura. Sistema cerrado (CS) para minimizar el riesgo de contacto personal con aerosoles y de desbordamiento de muestras durante la trituración. Contacto óptimo del triturador y tubo cónico para muestras 8 de 15 o 50 ml) para triturar cada célula de la mejor forma. Cada unidad está esterilizada por rayos gamma y viene con un pistilo integrado, un tubo cónico para muestras (de PP), un tapón sólido (de HDPE) y sello.

Tipo CS1: punta de PP relleno de vidrio (30%/70%) para trituraciones estándar

Tipo CS2: punta vitrificada (sílice fundido) para trituraciones más duras.



Code	Description	Packaging
LLG09651050	Sterile Tissue Grinder CS115ml, pack/10	10 pz.
LLG09651051	Sterile Tissue Grinder CS150ml, pack/10	10 pz.
LLG09651052	Sterile Tissue Grinder CS215ml, pack/10	10 pz.
LLG09651053	Sterile Tissue Grinder CS250ml, pack/10	10 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

