



Recipientes para muestras LLG, PS/PP, con tapa a prueba de manipulaciones, LDPE/PP

LLG Labware

Recipientes para muestras LLG, PS/PP, con tapa a prueba de manipulaciones, LDPE/PP

Blancos. Contenedores robustos hechos de PS o PP. El cierre de seguridad permite un transporte seguro de las muestras.

-Seguros para alimentos

-A prueba de fugas



Code	Description	Packaging
LLG09402350	LLG-Containers 40mlPS, white, with L/10	10 pz
LLG09402353	LLG-Containers 100mlPP, white, with /10	10 pz
LLG09402356	LLG-Containers 250mlPS, white, with /10	10 pz
LLG09402359	LLG-Containers 1000mlPP, white, with /5	5 pz



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

