



Recipientes para muestras LLG, PS/PP, con tapa a prueba de manipulaciones, LDPE/PP

LLG Labware

**Recipientes para muestras LLG, PS/PP, con tapa a prueba de manipulaciones, LDPE/PP**

Blancos. Contenedores robustos hechos de PS o PP. El cierre de seguridad permite un transporte seguro de las muestras.

- Seguros para alimentos
- A prueba de fugas



Code	Description	Packaging
LLG09402350	LLG-Containers 40mlPS, white, with L/10	10 pz
LLG09402353	LLG-Containers 100mlPP, white, with /10	10 pz
LLG09402356	LLG-Containers 250mlPS, white, with /10	10 pz
LLG09402359	LLG-Containers 1000mlPP, white, with /5	5 pz



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

