

**Linterna LED, Lumatic Spot**

TFA Dostmann GmbH &amp; Co.KG

**Linterna LED, Lumatic Spot**

LED CREE de 3 vatios, alcance hasta 120m, zoom o enfoque para luz difusa.

Carcasa de aluminio duradera, a prueba de salpicaduras, con correa y bolsa de transporte, pilas 3 x 1,5V AAA.

Dimensiones (diám. x L):

Peso: 34 x 115 mm

170 g



Code	Description	Packaging
LLG09156233	LED flashlight Lumatic Spot 115 x 34 mm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

