

**Linterna LED, Lumatic Spot**

TFA Dostmann GmbH & Co.KG

Linterna LED, Lumatic Spot

LED CREE de 3 vatios, alcance hasta 120m, zoom o enfoque para luz difusa. Carcasa de aluminio duradera, a prueba de salpicaduras, con correa y bolsa de transporte, pilas 3 x 1,5V AAA.

Dimensiones (diám. x L):

Peso: 34 x 115 mm

170 g



Code	Description	Packaging
LLG09156233	LED flashlight Lumatic Spot 115 x 34 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

