

**Esterilizador de llama schuett easyflame****schuett-biotec****Esterilizador de llama schuett easyflame**

Dispositivo portátil y manual para flambeo y esterilizar con llamas. Con encendido piezoeléctrico y regulación de cantidades de gas. Ajuste infinito de la llama. Elevada seguridad en su funcionamiento. En un funcionamiento corto la llama quema únicamente mientras se aprieta el pulsador. En un funcionamiento continuado se deja la tecla fija.

**schuett easyflame para funcionamiento con gas propano/butano**

1. Adaptado con cartuchos de gas con rosca de conexión de 7/16", por ejemplo CG1750, Express 444, AT 2000
2. Adaptadores para cartuchos de gas CV 360 o CP 250 opcionalmente

**schuett easyflame plus para conectar gas natural y gas propano/butano con mangueras de seguridad de gas**

1. Manguera de gas natural para suministro de gas central para fácil conexión del dispositivo (incluye clavija de manguera)
2. Manguera de gas propano/butano con adaptador (rosca mano izquierda 1/4") para el uso de los adaptadores de cartuchos de gas o cilindros de gas con reductor de presión. Adaptadores compatibles C 206 y CV 300/470 (ya equipados con la manguera de gas de seguridad, 0,5 m y reductor). Tubo de seguridad del gas en otras longitudes si se solicita.

**Especificaciones****Dimensiones (An x L x Alt): 260 x 90 x 60 mm****Peso: aprox. 350 g**

Code	Description	Packaging
LLG06260874	Easyflame CV 360 adapter	1 pezzo
LLG06266817	Easyflame CP 250 adapter	1 pezzo
LLG06266818	Schuett easyflame flame plus sterilizer	1 pezzo
LLG09018794	Schuett easyflame flame sterilizermobil	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5ª Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

