

**Microscopio portátil USB con cámara integrada de 2 megapíxeles, D-EL1 ecoline****Motic****Microscopio portátil USB con cámara integrada de 2 megapíxeles, D-EL1 ecoline**

- Con iluminación por LED integrada y software de aplicación Motic
- Sensor CMOS 1/3"
- 2 megapíxeles con salida por USB 2.0
- Iluminación de 8 LEDs en forma de anillo y 2 niveles de intensidad
- Fuente de alimentación a través del USB 2.0 que se conecta al ordenador
- Rueda de enfoque de mando blando
- Botón de captura directa
- Primer aumento en 2 etapas 10x- 50x. Segundo aumento a 200x (dependiendo del tamaño de la pantalla)
- Software de uso Motic EcoLine Tool
- Se puede usar en un Mac con aplicación Photo Booth previamente instalada

Portaobjetos de calibración y soporte metálico incluidos.





CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

