



## Estantes para congeladores de arcón, verticales

### Estantes para congeladores de arcón, verticales

Estantes de acero inoxidable, válidos para toda clase de congeladores de arcón.

Para cajas de hasta 136 x 136 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09698746	Rack for 10 x 50 mm high boxes140 x 141	1 pz.
LLG09698962	Rack, 7x1 boxes 50 mm140 x 141 x 390 mm	1 pz.
LLG09698963	Rack, 11x1 boxes 50 mm140 x 140 x 610 m	1 pz.
LLG09698964	Rack, 12x1 boxes 50 mm140 x 140 x 665 m	1 pz.
LLG09698965	Rack, 13x1 boxes 50 mm140 x 140 x 720 m	1 pz.
LLG09698966	Rack, 8x1 boxes 75 mm140 x 141 x 649 mm	1 pz.
LLG09698967	Rack, 5x1 boxes 75 mm140 x 141 x 406 mm	1 pz.
LLG09698968	Rack, 9x1 boxes 75 mm140 x 141 x 730 mm	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
 Calle Filadors 35,  
 6º Planta 5º Puerta  
 08208 Sabadell (BCN)  
 Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

