

**Baño de ultrasonidos BactoSonic® 14.2****Bandelin electronic****Baño de ultrasonidos BactoSonic® 14.2**

Baño especial de ultrasonidos para la eliminación suave de biopelículas.

**Material de suministro:**

BactoSonic® 14.2: Sólo baño de ultrasonidos

BactoSonic® 14.2 SET: Set listo para usar compuesto por

-Baño de ultrasonidos BS 14.2

-Instrucciones de uso comprobadas científicamente

-Caja de implantes: IB 5, PP, 0.52 l - 2 piezas

IB 6, PP, 0,6 l - 2 piezas

IB 10, PP, 1.0 l - 1 pieza

IB 18, PP, 1.8 l - 1 pieza

IB 20, PP, 2,0 l - 1 pieza

-Soporte de cajas para cajas de implantes: BT 5, PC, para 2 piezas IB 5

BT 6, PC, para 2 piezas IB 6

BT 10, PC, para 1 pieza IB 10

BT 18, PC, para 1 pieza IB 18

-Soporte de aparatos para cajas de implantes: GH 14, acero inoxidable, para 3 piezas IB 20

-Marco para prueba en lámina: FT 14

-Líquido de contacto: TICKOPUR R 33 - 250 ml (concentrado)



Code	Description	Packaging
LLG09650290	Ultrasonic special unit set BactoSonic®	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents SA**  
Calle Filadors 35,  
6º Planta 5º Puerta  
08208 Sabadell (BCN)  
Tel. +34 93 693 37 35  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

