

**Mechero Bunsen, Ms-Ni****Bochem****Mechero Bunsen, Ms-Ni**

Con válvula de aguja DIN 30665.

Regulación de aire, llama piloto, max. 1300°C. Un revestimiento de goma antideslizante bajo la base garantiza una estabilidad absoluta.



Code	Description	Packaging
LLG06076257	Bunsen burner Ms-Ni H 160mm Natural gas	1 pz.
LLG06088530	Bunsen burner, Ms-Ni, H 160 mm, Propane	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
 Calle Filadors 35,
 6ª Planta 5ª Puerta
 08208 Sabadell (BCN)
 Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

