



Mechero Teclu multi-gas, Ms-Ni

Mechero Teclu multi-gas, Ms-Ni

Con válvula de cierre. Regulación del aire, máx. 1300°C. Un revestimiento de goma antideslizante bajo la base garantiza una estabilidad absoluta..



Code	Description	Packaging
LLG09018292	Teclu burner for all gasmax. 1300°C, wi	1 pz.



CARLO ERBA Reagents SA
Calle Filadors 35,
6º Planta 5º Puerta
08208 Sabadell (BCN)
Tel. +34 93 693 37 35
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

